

Ciambella Dolphin
Rubber Ring Cushion


COMPOSIZIONE:

GOMMA, ACCIAIO, PLASTICA.

DESTINAZIONE D'USO:

 UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE QUANDO
 PRESCRITTO DAL MEDICO CURANTE A SEGUITO DI:
 INTERVENTO DI EMORROIDECTOMIA, LUNGHE
 PERMANENZE A LETTO O SU COMODE.

Istruzioni d'uso:

Prima dell'uso consultare il medico specialista.
 Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo sia in
 buono stato, privo di crepe, pieghe e fori, avendo
 cura di chiudere accuratamente la valvola di
 gonfiaggio, eseguire un'accurata pulizia della
 superficie esterna del dispositivo usando acqua
 tiepida e sapone neutro. Procedere ad un moderato
 gonfiaggio. Un gonfiaggio eccessivo può causare
 rotture e/o danneggiamenti irreversibili. Per il
 gonfiaggio è possibile utilizzare l'apposita pompetta
 non inclusa nella confezione, ma fornibile a richiesta.
 Durante l'uso è consigliabile ricoprire la ciambella
 con una foderina di cotone.

Manutenzione e smaltimento:

dopo l'uso eseguire un'accurata pulizia e conservare
 il prodotto a temperatura ambiente, sgonfio, privo di
 piegature, al riparo dalla polvere, dalla luce e lontano
 da fonti di calore.

COMPOSITION:

RUBBER, STEEL, PLASTIC.

INDICATION FOR USE:

FOR USE EXCLUSIVELY WHEN PRESCRIBED BY THE
 DOCTOR FOR THE FOLLOWING CASE: FOLLOWING
 HEMORRHOID OPERATIONS PROLONGED BED
 CONFINEMENT OR WHEELCHAIR.

Instructions for use:

Before us, consult with a specialist doctor.
*Before use, verify to make sure the device is in good
 condition, free from cracks, creases and holes.*
*After accurate closure of the inflation valve, clean the
 outer surface of the device using warm water and
 mild soap.*
Inflate moderately.
*Over-inflation can cause breakage and / or
 irreversible damage.*
*To inflate you can use the appropriate pump not
 included in the package, but supplied on request.*
During use a cotton cover is recommended.

Maintenance and disposal:

*Following use, clean accurately, and store the
 product at room temperature, deflated, without
 creases, protected from dust, light and away from
 heat sources.*



Per la pulizia non usare prodotti abrasivi né detersivi (per es.: solventi, acidi, alcool, ecc.) che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Asciugare con cura tutta la superficie, in particolare la valvola di gonfiaggio.

In caso di smaltimento verificarne le modalità secondo la normativa vigente.

Avvertenze e contro indicazioni:

Non utilizzare a contatto diretto con la cute e/o su superfici lese o compromesse.

Non piegare né durante né dopo l'uso.

Evitare il contatto con oggetti taglienti e/o pungenti o, in generale, con oggetti appuntiti e spigolosi.

Evitare il contatto con fuoco e/o oggetti incandescenti.

Non riempire con liquidi o altre sostanze.

Bambini al di sotto dei 12 anni, persone inabili o portatori di handicap non possono utilizzare da soli il dispositivo, ma devono essere assistiti/controllati da altre persone.

Se il dispositivo risulta danneggiato o compromesso, sostituirlo.

Ogni uso diverso da quello descritto da considerarsi improprio.

Dati tecnici:

Diametri disponibili: cm 35, 40, 43 e 45.

Certificato CE in base alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. sui Dispositivi Medici.

For cleaning do not use abrasive cleaners or detergents (eg. : solvents, acids, alcohol, etc.) that could damage the device.

Carefully wipe the entire surface, in particular the inflation valve.

In case of necessary disposal, follow current legislation.

Cautions and contraindications:

Do not use in direct contact with the skin and / or surfaces injured or compromised.

Do not bend either during or after use.

Avoid contact with sharp objects and / or stinging or, in general, with sharp, angular.

Avoid contact with fire and / or burning objects.

Do not fill with liquids or other substances.

Children under the age of 12, invalids or disabled can not use the device alone, and must be assisted / controlled by other people.

If the device is damaged or compromised, replace it.

Do not use the product differently than as described above.

Technical data

Available diameters: cm 35, 40, 43 and 45.

CE certified according to Directive 93/42 EEC Medical Devices