

**FERMAPOLSO CON ANELLI IMBOTTITO
SOFT WRIST BAND**

Presidio di contenimento che limita i movimenti bruschi e/o lesivi del paziente.
Morbido, traspirante e imbottito, può essere riutilizzabile.

Composizione:

20% cotone
80% poliestere
Chiusura in velcro

Modalità di utilizzo:

Far passare entrambi i lacci attraverso l'anello di metallo e fissarli alla struttura del letto legandoli insieme.

Pulizia:

Lavare a macchina, 40°

Certificato CE in base alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. sui Dispositivi Medici.

CND: Y090699

NUMERO DI REPERTORIO: 619587

Containment device reducing sudden and damaging movements. Soft, breathable and padded, reusable.

Composition:

20% cotton
80% polyester
Velcro closure

How to use:

Place both laces through the metal ring and attach them to the bed frame by tying them together.

Cleaning:

Machine washable at 40° C

CE certified according to Directive 93/42 EEC Medical Devices